

## Garantía Limitada de por Vida

Calidad es el sello de todos de los productos de Lumex®. De confianza por profesionales de cuidado de salud y usuarios por más de 50 años, Lumex tiene una línea completa de asistencia para pacientes y asientos especializada de asistencia sanitaria.

Los productos de Lumex son diseñados y hechos a estándares precisos y son revisados cuidadosamente antes de envío. La Garantía Limitada de por Vida es un expresión de nuestra confianza en los materiales y factura de nuestros productos. Somos dedicados a proveer productos que pueden dar años de servicio fiable a nuestros clientes.

GF Health Products, Inc. garantiza las partes específicas de estos modelos de Lumex escritos en el forro de este “hangtag” para la vida del producto sobre ser libre de defectos en materiales y factura cuando usado por el propósito entendido, sobre condiciones normales, y pródigo que el producto reciba cuidado apropiado.

Partes cubiertas debajo de esta garantía incluye: marco, soldadura, tornillos, componentes de posicionar el marco. Artículos específicos “excluidos” de esta garantía de cual quiere tipo: “TODAS” otras partes no mencionados específicamente arriba. La garantía no se extenderá a componentes no durables como accesorios punta, cuales son sujetos a desgaste normal y requieren reemplazo periódico. Esta garantía no incluye cargos de labor incurridos con instalación de partes de reemplazo o cargos de transporte o carga asociados al fabricante.

Si hay un defecto en el producto que se cubra por la garantía, nosotros, a nuestra opción, podemos reparar o reemplazar el producto.

Para información adicional de este producto de Lumex o esta garantía, por favor de llamar a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.



- Lightweight, durable, rust-resistant frame
- Wide seat with handles provides additional comfort
- Available with and without backrest
- Seat height adjusts in 1" increments for various user heights
- 350 lb weight capacity



- Armazón ligero durable es inoxidable
- Asiento ancho con mangos provee comodidad adicional
- Disponible con y sin respaldo
- Ajustamiento de altura de asiento en incrementos de 1" para varias alturas de usuarios
- Capacidad de peso de 350 lb

© 2008, GF Health Products, Inc., 2935 Northeast Parkway, Atlanta, Georgia 30360. Made in China. [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

Specifications subject to change without notice  
Especificaciones son sujetas a cambio sin aviso

GF0900003RevB09

## Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use.

### Setup

#### Installing the Back

(Only for 7921A-4)

1. Place bath seat on its side on a flat working surface.
2. Locate the channel guides (4 each) on underside of seat. Align backrest support tubes with channel guides.
3. Slide backrest seat support tubes through channel guides until seat support tube push buttons protrude fully through channel guide holes.

NOTE: Ensure seat support tube buttons protrude fully through channel guide holes.

Caution: Backrest is not designed to support the full weight of the user.

### Adjusting Leg Height

Legs are already installed on the bath seat.


To adjust leg height:

1. Press push button and slide leg extension up or down to desired adjustment hole.
2. Ensure push button fully protrudes through the leg adjustment holes of the leg extension.

NOTE: An audible “click” will be heard when push button securely protrudes through the adjustment hole.

2. Repeat STEPS 1 and 2 for the other three legs.

NOTE: Ensure all four legs are adjusted to the same height and that all height adjustment buttons protrude fully through the adjustment holes before use.



## Maintenance

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that product is safe to use.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## Safety Guidelines – Please Read Before Use

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

## WARNING

**WARNING:** DO NOT install or use this equipment without first reading and understanding these instructions. If you are unable to understand the Warnings, Cautions or Instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

**WARNING:** Bath Seats 7931A & 7921A-4 has a maximum user weight limitation of 350 lbs.

**WARNING:** GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

**WARNING:** ALWAYS inspect the bath seat to ensure that it is properly positioned and stable before using. DO NOT use if bath seat is wobbly or unstable.

**WARNING:** If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. Health Products distributor immediately, DO NOT use substitute parts.

**WARNING:** Check leg tips for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace leg tips IMMEDIATELY.

**WARNING:** DO NOT use this as a transfer bench or climbing device.

**WARNING:** All four leg tips MUST be in contact with shower/tub floor at all times.

**WARNING:** Ensure that the four chair legs are adjusted to the same height and that the push buttons fully protrude through their respective adjustment holes BEFORE use.

**WARNING:** Only use GF Health Products, Inc. accessories with this product.

**WARNING:** This product should only be used with tub floors wider than 18 ¾ inches.

**WARNING:** Users with limited physical capabilities must be supervised or assisted when using the bath seat.

**WARNING:** Make certain ALL screws and nuts are tight at all times.

**WARNING:** DO NOT submerge product in water, otherwise damage may result.



## Platinum Collection Bath Seat

Colección Plateado de Silla de Bañera  
Items 7921A-4 & 7931A



### User Instructions and Warranty Information

Important: Read Before Use

Instrucciones e Información de la Garantía

Importante: Lea Antes de Uso



## Instrucciones Para Uso – Lea Todas Las Instrucciones Antes de Uso.

### Montaje Instalando el Respaldo

(Solamente para 7921A-4)

1. Coloque la silla de bañera en su lado en un superficie de trabajar nivel.
2. Localice las guías de canal (4) abajo del asiento. Alinea los tubos de soporte del respaldo con las guías de canal.
3. Deslice los tubos de soporte del respaldo dentro de las guías de canal hasta que los botones de apretar sobresalen completamente por los huecos de las guías de canal.

NOTE: Asegure que los botones del tubo de soporte del respaldo sobresalen completamente por los huecos de las guías de canal.

Cautión: El respaldo no es diseñado soportar todo el peso del usuario.

### Ajustando la Altura de las Patas

Las patas vienen instaladas en la silla de bañera.

Para ajustar la altura:

1. Apreté el botón y deslice la extensión de pata hacia arriba o abajo al hueco de ajustamiento deseado.
2. Asegure que el botón sobresale completamente por los huecos de ajustamiento de la extensión de pata.

NOTE: Un “clic” audible se oye cuando el botón de apretar sobresale completamente por el hueco de ajustamiento.

2. Repite PASOS 1 y 2 para las otras tres patas.

NOTE: Asegure que todas 4 patas están ajustadas a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento de altura sobresalen completamente por los huecos de ajustamiento antes de uso.



## MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el producto esta bien enjuagado antes de usar.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajo de limpiador en cual quiere parte del producto.
- Examine seminal que todos los tornillos, pernos y perillas están apretados para asegurar que el producto esta seguro para uso.

## Lifetime Limited Warranty

Quality is the hallmark of all Lumex® products. Trusted by healthcare professionals and end-users for over 50 years, Lumex features a full line of patient aids and specialty healthcare seating.

Lumex products are designed and built to precise standards and are carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products. We are dedicated to providing products that will give our customers years of dependable service.

GF Health Products, Inc. hereby warrants specific parts of the Lumex models listed on the cover of this hangtag for the lifetime of the product against defective workmanship and/or material defects when used for the purpose intended, under normal conditions, and provided the product receives proper care.

Parts covered under the lifetime warranty include: frame, welding, screws, and frame locking components. Specific items “excluded” from this warranty of any kind are: “ALL” other parts not specifically listed above. The warranty does not extend to non-durable components, such as tips, which are subject to normal wear and require periodic replacement. The warranty does not include any labor charges incurred in replacement part(s) installation or any associated freight or shipping charges to the manufacturer.

Should a product defect that is covered by this warranty arise, we will, at our option, repair or replace the product.

For additional information on this Lumex product or this warranty, please contact an authorized GF Health Products, Inc. Distributor.

- Para garantizar el servicio mejor de su producto, siempre especifica partes de reemplazo de Lumex, disponible de su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc. por favor de llamar a su distribuidor o visitenos online en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## Directriz de Seguridad – Por Favor De Leer Antes de Uso

NOTE: Examine to das las partes por daño en transporte. Si hay daño en transporte, NO UTILICE. Llame a su empresa de transporte para instrucciones.

## ADVERTENCIAS

**ADVERTENCIA:** NO instale o utilice este equipo sin primero leer y entender estas instrucciones. Si no puedes entender los Advertencias, Cautiones o Instrucciones, llame a su profesional de cuidado de salud antes de atender de usar este equipo – si no, herida o daño puede ocurrir.

**ADVERTENCIA:** Las Sillas de Bañera 7931A & 7921A-4 tienen un limitación de peso máximo del usuario de 350 lbs.

**ADVERTENCIA:** GF Health Products, Inc. no asume ningún responsabilidad por cual quiere daño o herida causado por instalación asamblea, o uso incorrecto de este producto.

**ADVERTENCIA:** SIEMPRE examine la silla de bañera para asegurar que esta posicionado apropiadamente y es estable antes de usar. NO use la silla si es tambaleante o inestable.

**ADVERTENCIA:** Si los componentes están dañados o si faltan, llame inmediatamente a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc. no utilice partes sustitutos.

**ADVERTENCIA:** Cheque las patas por rasgones, grietas o desgaste. Si cual quiera de estas condiciones existe, reemplace sus puntas IMMEDIATAMENTE.

**ADVERTENCIA:** No utilice este producto como un banco de transferencia o aparato de subir.

**ADVERTENCIA:** Todas las puntas TIENEN que estar en contacto con el piso de la bañera todo el tiempo.

**ADVERTENCIA:** Asegure que las cuatro patas de la silla están ajustado a la misma altura y que los botones de apretar sobresalen completamente por so hueco de ajustamiento respectivo ANTES de uso.

**ADVERTENCIA:** Utilice solamente accesorios de GF Health Products, Inc. con este producto.

**ADVERTENCIA:** Este producto solo debe ser usado con pisos de bañera mas anchas que 18 ¾ pulgadas.

**ADVERTENCIA:** Usuarios con capacidades fisico limitado deben ser supervisados o asistidos cuando usando la silla de bañera.

**ADVERTENCIA:** Asegure que TODAS los tornillos y perillas están apretadas todo el tiempo.

**ADVERTENCIA:** NO debe sumergir el producto en agua, o si no daño puede resultar.